

NABÍDKA


září-říjen-listopad


NOVINKA: >>>

SPE kolonky Carbon S k odstranění pigmentů a dalších nežádoucích reziduí z potravinářských vzorků při analýze pesticidů.


NOVINKA: >>>

rozšířené portfolio preparativních kolon, které jsou nově k dispozici také ve formátu Poroshell kolon s velikostí částic 4.0 μm



3za2

Při koupi 3 a více položek z vybraných skupin produktů (GC kolony, LC kolony, SPE kolonky, SPME vlákna, stříkačkové filtry...) získáte slevu 33% na každou položku.

Nabídka platí pro libovolnou kombinaci produktů.
Nabídka neplatí na produkty vyrobené na zakázku.

nabídka platí do: 30. 11. 2022
PROMO KÓD: 3za2

Spotřební materiál pro PFAS analýzy

Kompletní řešení pro PFAS analýzy se zaměřením na produkty pro úpravu vzorku, HPLC kolony, nebo vialky a další spotřební materiál neobsahující PFAS kontaminanty.


NOVINKA >>>

SPE kolonky PFAS WAX se sorbentem speciálně vyvinutým pro PFAS analýzy



PROMO KÓD: PFAS25

25% sleva

Spektroskopický spotřební materiál

Spotřební materiál pro AAS, UV, VIS, NIR, ICP-MS, ICP-OES, lampy pro HPLC detektory **včetně anorganických standardů.**

Seznam produktů naleznete na eshopu v záložce: Akce promo kody >>>



kat.č. G3280-67040

kat.č. 2140-0813

**Bezkonkurenční ceny standardů!
Poptejte nás! >>>**



PROMO KÓD: SPEC25

25% sleva

Inovativní zásobní láhev na rozpouštědla (Purging Bottle)

Proplachovací láhev (kat.č. 5043-1339) s více hrdly až pro 4 kanály HPLC systému, doplněná o sadu bezpečnostních uzávěrů **eliminuje riziko kontaminace čistých rozpouštědel na minimum.** >>>



kat.č. 5043-1222

kat.č. 5043-1340



PROMO KÓD: Safe30

30% sleva



NABÍDKA

září-říjen-listopad

Hamilton stříkačky

Nejpřesnější injekční stříkačky na trhu vyrobené z materiálů špičkové kvality pro spolehlivé analýzy ve Vaší laboratoři. **20% sleva na stříkačky série 700, 800, 900, 1000, 1700, 1800.**

Další informace načerpáte z našeho českého webinaru *Přehledný průvodce stříkačkami HAMILTON* >>>


HAMILTON

PROMO KÓD: HA20

20% sleva

NEW ERA pumpy

Stříkačkové pumpy New Era vyznačující se vysokou přesností dávkování, nyní v akční ceně pro dvě nejčastěji používané varianty – **model pouze pro dávkování NE-300 a model pro infuzi i dávkování NE-1000, který lze ovládat i přes PC.** >>>



model: NE-300

**NE-300 za 12 000 Kč bez DPH
NE-1000-ES za 24 000 Kč bez DPH**

Macherey-Nagel HPLC kolony

Akce 20% sleva na kolony i předkolony! Kolony Nucleoshell se skládají z pevného jádra o průměru 17 µm obklopeného 0.5µm částicemi a celkovým průměrem 2.7 µm. **Na výběr jsou k dispozici fáze RP 18, RP18 plus, Bluebird RP 18, PH, BP, PFP a HILIC.** >>>


 MACHEREY-NAGEL

PROMO KÓD: MN20

20% sleva
jen do 30. září!

MARKES - akce 3za2

Získejte třetí balení vybraných termodesorpčních sorbentových trubiček při nákupu 2 balení zdarma.

Platí pro následující skleněné/nerezové/inertní: Tenax TA, Universal, Universal 1000, Air toxics, Air toxics 1000, Bio-monitoring, Carbo-graph 5TD, Graphitised carbon, Graphitised carbon universal Hydrophobic, Material emissions/Soil gas, PAH, SVOC, PFAS. >>>


MARKES
international

PROMO KÓD: MKS

Akce 3za2

Cole-Parmer SPEX D2 lampy

Deuteriové lampy s dlouhou životností, 2 000 h. OEM ekvivalentní lampy do přístrojů 90% známých výrobců.

Více v našem letáku >>>


Cole-Parmer
an antylia scientific company

Speciální ceny!
jen do 31. října!

Honeywell produkty HYDRANAL

Honeywell nabízí širokou škálu Karl-Fischer činidel pro volumetrické i coulometrické titrace, včetně standardů. Jejich základem je použití imidazolu namísto škodlivého pyridinu.

Nahlédněte do letáku >>>


Honeywell
Speciální ceny!
